


## Cathéter Central - Schéma de montage

Rédaction	Ludovic Meuret (IADE)	Version	1
Validation	Commission Médicale TRYBU	Application	27/11/21



Voie Distale	Voie Médiale	Voie Proximale
<ul style="list-style-type: none"> <li>• NaCl 0,9% 500ml</li> <li>• Perfuseur sans robinet</li> <li>• Robinet 3 voies</li> <li>• Prolongateur (gros calibre) 100cm M/F</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IonoK G5% 500ml</li> <li>• Perfuseur sans robinet</li> <li>• Régulateur de débit</li> <li>• Rampe 4 voies</li> <li>• Prolongateur (gros calibre) 100cm M/F</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prolongateur (petit calibre) 200 cm M/F</li> <li>• Robinet 3 voies</li> <li>• Prolongateur (petit calibre) 50 cm M/F</li> </ul>